

Hướng dẫn phẫu thuật và
đánh giá chất lượng



MiraQ Cardiac



MiraQ Vascular



MiraQ Ultimate



Cung cấp thông tin phản
hồi cho phẫu thuật viên
ngay lập tức

Hệ thống Medistim MiraQ™ – Đầu dò ảnh siêu âm và đầu dò dòng

Cấu hình tiêu chuẩn

Hệ thống	Thông tin	Cấu hình kênh	Tính năng
MiraQ Cardiac	MQC1 Phẫu thuật tim – đầu dò ảnh siêu âm và đầu dò dòng chảy	Đầu dò hình ảnh 2 Đầu dò dòng chảy 1 AUX	Đầu dò hình ảnh • Chế độ B-Mode • Doppler màu • Xung (PW) Doppler
MiraQ Vascular	MQV1 Phẫu thuật mạch máu – đầu dò ảnh siêu âm và đầu dò dòng chảy	Đầu dò hình ảnh 2 Đầu dò dòng chảy 1 Đầu dò áp lực	Theo dõi lưu lượng lưu thông (TTFM) Hiển thị AUX/ECG Quy trình thao tác (Workflow) có hướng dẫn
MiraQ Ultimate	MQU1 Phẫu thuật tim và mạch máu - đầu dò ảnh siêu âm và đầu dò dòng chảy	Đầu dò hình ảnh 2 Đầu dò dòng chảy 1 AUX 1 Đầu dò áp lực	

Hệ thống Medistim MiraQ™ - Đầu dò dòng

Cấu hình tiêu chuẩn

Hệ thống	Thông tin	Cấu hình kênh	Tính năng
MiraQ Cardiac	MQC0 Phẫu thuật tim – chỉ đầu dò dòng chảy	2 Đầu dò dòng chảy 1 AUX	Theo dõi lưu lượng lưu thông (TTFM) Hiển thị AUX/ECG Quy trình thao tác (Workflow) có hướng dẫn
MiraQ Vascular	MQV0 Phẫu thuật mạch máu – chỉ đầu dò dòng chảy	2 Đầu dò dòng chảy 1 Đầu dò áp lực	
MiraQ Ultimate	MQU0 Phẫu thuật tim và mạch máu – chỉ đầu dò dòng chảy	2 Đầu dò dòng chảy 1 AUX 1 Đầu dò áp lực	

Khách hàng tùy chọn

Lựa chọn	MQC1	MQC0	MQV1	MQV0	MQU1	MQU0
2 kênh đầu dò dòng mở rộng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 Kênh đầu dò Doppler*		✓		✓		✓
1 Kênh đầu dò áp lực mở rộng**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 kênh AUX***	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 Kênh AUX mở rộng			✓	✓		
Hỗ trợ máy in	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hỗ trợ máy in và máy in màu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Giao diện DICOM	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Hệ thống chỉ sử dụng đầu dò dòng không sử dụng đầu dò hình ảnh.
 ** Kênh đầu dò áp lực được kết nối với đầu dò áp lực để đo áp lực trực tiếp.
 *** Kênh AUX nhận tín hiệu từ monitor như tín hiệu điện tim ECG, huyết áp.

Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng cho các chỉ dẫn, chống chỉ định, cảnh báo, các biện pháp phòng tránh, và mô tả các thông số kỹ thuật.

Danh sách đầu dò, vui lòng liên hệ với đại diện Medistim.

FDA 510(k) cleared no. K102595
 FDA 510(k) cleared no. K040228



medistim@medistim.com
 www.medistim.com

Medistim ASA (Head office)
 Økernveien 94
 0579 Oslo
 Norway
 Phone +47 23 05 96 60

Medistim Norge AS
 Økernveien 94
 0579 Oslo
 Norway
 Phone +47 23 03 52 50

Medistim Danmark ApS
 Gøgetoftens 13
 2950 Vedbæk
 Denmark
 Phone +45 2276 5669

Medistim USA Inc.
 14000 25th Ave N. Ste.108
 Plymouth, MN 55447
 USA
 Phone +1 763 208 9852

Medistim Deutschland GmbH
 Bahnhofstr. 32
 82041 Deisenhofen
 Germany
 Phone +49 (0) 89 62 81 90 33

Medistim UK Limited
 34 Nottingham South Ind Est
 Ruddington Lane
 Wilford, NG117EP
 Nottingham, UK
 Phone +44 (0) 115 981 0871